



KIRINUS

DIGITAL

Inhaltsverzeichnis

1	Gebrauchsanweisung	2
2	Zweckbestimmung	2
3	Klinischer Nutzen	3
4	Nutzungsvoraussetzungen	3
5	Anwendungsgebiet	3
6	Gegenanzeigen (Kontraindikationen)	4
7	Allgemeine Funktionsprinzipien	4
8	Leistungsmerkmale	5
8.1	Psychoedukation: Modulare psychoedukative Lernmodule	5
8.2	Übungen und Expositionen: Verhaltenstherapeutische Übungen in Abhängigkeit des Lernfortschritts	6
8.3	Online Trainingstagebuch: Aufzeichnung von syndromspezifischen Gesundheitsparametern	6
8.4	Überwachung der Depressionssymptomatik: Screening-Fragebögen.....	8
8.5	Nutzer:innen Engagement: Motivationselemente	8
9	Art und Dauer der Anwendung	9
10	Hinweise	9
11	Anwendungshäufigkeit	9
12	Mindestalter	10
13	Nebenwirkungen	10
14	Wechselwirkungen	10
15	Angabe für Notfälle	10
16	Meldung von Nebenwirkungen	11
17	Meldung von Vorkommnissen	11
18	Hersteller	11
19	Stand der Software	12



KIRINUS

DIGITAL

20	Weitere Informationen	12
21	Symbole zur Kennzeichnung des Medizinproduktes	12
22	Stand der Informationen.....	13

1 Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung dient der korrekten Anwendung von "VIVELIA Online Training bei Depression". Bitte lesen Sie sich die Informationen aufmerksam durch und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen. Bei weiteren Fragen steht Ihnen das VIVELIA-Team zu den üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung.

2 Zweckbestimmung

VIVELIA Online Training bei Depression basiert auf etablierten psychotherapeutischen Konzepten und Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) und stellt eine interaktive, web-basierte Anwendung zum Selbstmanagement (durch edukative Wissensmodule, Übungen, Online-Trainingstagebuch) und Monitoring depressiver psychischer Störungen und des Krankheitsverlaufs (durch validierte Screeningfragebögen) dar.

Das Training ist dazu bestimmt, den Gesundheitszustand durch die Reduktion der Depressionssymptomatik des Patienten zu verbessern und die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu steigern. Das Online-Training von VIVELIA ist zur eigenständigen Nutzung in Ergänzung zur üblichen Versorgung von Patienten bestimmt, die mindestens 18 Jahre alt sind. Das Programm kann für die Dauer von 90 Tagen genutzt werden. VIVELIA Online Training bei Depression ist weder dafür bestimmt, Behandlungen durch einen Leistungserbringer im Gesundheitswesen zu ersetzen noch dafür bestimmt, Informationen für diagnostische oder therapeutische Entscheidungen zu liefern.



KIRINUS
DIGITAL

3 Klinischer Nutzen

Das Medizinprodukt VIVELIA Online Training bei Depression dient den folgenden medizinischen Zwecken:

- Überwachung des Krankheitsverlaufs (Überwachung von Depressionssymptomen) durch wiederkehrende validierte Screening-Fragebögen.
- Verbesserung des Gesundheitszustandes (Reduktion von Depressionssymptomen) durch Zugang zu passenden und geeigneten (unkritischen/sicheren) Therapiemethoden der kognitiven Verhaltenstherapie in Form von edukativen Lernmodulen zur Vermittlung von gesundheitsrelevanten Informationen (Psychoedukation), interaktiven Übungen und einem Online-Trainingstagebuch.

4 Nutzungsvoraussetzungen

Zur Nutzung des Online-Trainings wird ein funktionsfähiger Computer, ein Laptop oder ein Smartphone mit Internetzugang benötigt. Eine Übersicht der unterstützten Geräte finden Sie auf folgender Webseite: www.vivelia.de/app/kompatibilitaet.

Zur Account-Erstellung benötigen Sie zudem eine gültige E-Mail-Adresse. Diese muss keinen Rückschluss auf Klarnamen und Identität beinhalten.

Da VIVELIA Online Training bei Depression Sie in einem dynamischen Dialog durch das Training führt, sind keine speziellen Computerkenntnisse erforderlich.

5 Anwendungsgebiet

VIVELIA Online Training bei Depression bietet Unterstützung für Personen ab 18 Jahren mit einer der folgenden Indikationen:

- F32.0 Leichte depressive Episode
- F32.1 Mittelgradige depressive Episode
- F32.8 Sonstige depressive Episoden
- F32.9 Depressive Episode, nicht näher bezeichnet



KIRINUS

DIGITAL

- F33.0 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode
- F33.1 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
- F33.8 Sonstige rezidivierende depressive Störungen
- F33.9 Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet

6 Gegenanzeigen (Kontraindikationen)

VIVELIA Online Training bei Depression sollte beim Vorliegen einer der folgenden Erkrankungen oder Einschränkungen nicht angewendet werden:

- F00 Demenz bei Alzheimer-Krankheit
- F1x.2 Psychische und Verhaltensstörungen aufgrund des Konsums psychoaktiver Substanzen: Abhängigkeitssyndrom (außer F17.2: Nikotinabhängigkeit)
- F1x.3 Psychische und Verhaltensstörungen aufgrund des Konsums psychoaktiver Substanzen: Entzugszustand (außer F17.2: Nikotinabhängigkeit)
- F2 Schizophrenie, schizotypische und wahnhaftige Störungen
- F31 Bipolare affektive Störung
- F32.3 Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
- F33.3 Rezidivierende depressive Störung, aktuelle Episode mit schweren psychotischen Symptomen
- F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung
- F53.0 Postpartale Depression

Zusätzlich zu den ausgeschlossenen Diagnosen ist das Online-Training nicht für Patienten mit akuter Suizidalität vorgesehen. Ein suizidales Risiko liegt vor, wenn ein Patient in den letzten 90 Tagen die ernsthafte Absicht hatte, sich das Leben zu nehmen (unabhängig davon, ob ein konkreter Plan zur Umsetzung vorlag). Ein Risiko besteht auch, wenn ein Patient in den letzten 12 Monaten versucht hat, sich das Leben zu nehmen.

7 Allgemeine Funktionsprinzipien

VIVELIA Online Training bei Depression basiert schwerpunktmäßig auf anerkannten Behandlungsmethoden der kognitiven Verhaltenstherapie. Nutzer:innen erhalten eine systematische



KIRINUS

DIGITAL

Aufklärung über das Krankheitsbild Depression. Zudem werden Sie durch interaktive Übungen, Methoden und Techniken darin unterstützt die Inhalte des Online-Trainings zu vertiefen und in den Alltag zu integrieren. Ein Online-Trainingstagebuch und zweiwöchentliche Symptomchecks ermöglichen zudem die systematische Erfassung von Verhalten und Symptomen. Das interaktive Training reagiert individuell auf die Patientenantworten und passt die Inhalte entsprechend an. Die Anwendung ist einfach zu nutzen und bietet Nutzer:innen ein Möglichkeit zur selbstständigen Durchführung von wissenschaftlich validierten und etablierten Selbsthilfe-Therapietechniken in unkritischen Phasen als Ergänzung und zur Begleitung einer ärztlichen oder psychotherapeutischen Behandlung. VIVELIA Online Training bei Depression ist passwortgeschützt und jederzeit via Internet verfügbar. Das ermöglicht eine zeit-, orts- und geräte-unabhängige Nutzung.

8 Leistungsmerkmale

8.1 Psychoedukation: Modulare psychoedukative Lernmodule

Die Lerninhalte von VIVELIA Online Training bei Depression zur Behandlung von depressiven Episoden basieren auf validierten Elementen der kognitiven Verhaltenstherapie nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mit Hilfe des Online-Trainings werden Therapieansätze gemäß der AWMF S3 und der NICE-Leitlinie zur Behandlung von Depressionen zugänglich gemacht.

Die Anwendung bietet den Teilnehmer:innen 8 Lernbereiche von je 45-90 Minuten mit modularen, interaktiven Lernmodulen, deren inhaltliche Elemente sich den Antworten des Probanden anpassen. Dies gewährleistet eine individuelle Lernerfahrung, die auf die Bedürfnisse des Teilnehmers zugeschnitten ist. Der Aufbau ist klar und intuitiv, sodass die Teilnehmer:innen kontinuierlich über den Fortschritt hinsichtlich der Wissensmodule informiert werden. Der Inhalt des Online-Trainings ist abwechslungsreich mit Textelementen, interaktiven Übungen, Audios und weiteren interaktiven Elementen gestaltet. Die psychoedukativen Elemente werden häufig durch erklärende Grafiken und automatisierte Gesprächsdialoge dargestellt, um eine ansprechende Art der Durchführung der Wissensmodule zu ermöglichen. Jede Einheit enthält mehrere Textfelder und verschiedene andere Antwortformate, die den Teilnehmer:innen die Möglichkeit geben, ihre persönliche Situation zu beschreiben und zu reflektieren. Auf aktive Nachfrage von Teilnehmer:innen innerhalb eines Lernmoduls werden an verschiedenen Stellen



KIRINUS

DIGITAL

weitere Informationen eingeblendet, um auf die individuellen inhaltlichen Bedürfnisse der verschiedenen Nutzer:innen einzugehen. Neben der Aufklärung über das Krankheitsbild und dessen Behandlungsmöglichkeiten werden kognitive Bewältigungsstrategien mit direkten Bezügen zu geeigneten Anwendungsszenarien vermittelt. Die Teilnehmer:innen werden angeleitet, sich realistische und erreichbare Ziele zu setzen, damit diese im Alltag umgesetzt werden können. Am Ende eines Lernmoduls gibt es Gelegenheit zur persönlichen Selbstreflexion und die Möglichkeit, eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen des bearbeitenden Lernmoduls zu erhalten.

8.2 Übungen und Expositionen: Verhaltenstherapeutische Übungen in Abhängigkeit des Lernfortschritts

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung spezifischer Lernmodule werden den Teilnehmer:innen geeignete Übungen, die unter Berücksichtigung evidenzbasierter Daten konstruiert wurden, aktiv angeboten und vorgeschlagen, um die Verinnerlichung der gelernten Inhalte und die Integration neuer Verhaltensweisen in den Alltag zu unterstützen. Dadurch soll die Eigeninitiative der Teilnehmer:innen aktiviert werden, Problemlösungsstrategien durch Selbstmanagement zu entwickeln. Die Integration der Übungen in den Alltag des Patienten ist förderlich für den Erfolg des Online-Trainings. Die Übungsinhalte sind abwechslungsreich mit Informationen, Audios und interaktiven Dialog- und Antwortelementen gestaltet. Jede Übung verdeutlicht Nutzer:innen plausibel ihren Sinn und Zweck und ermöglicht eine abschließende persönliche Bewertung. Eine kalender- und Erinnerungsfunktion unterstützt den Teilnehmer dabei, eine aktive Rolle bei der Umsetzung effektiver Verhaltensinterventionen einzunehmen. Die Übungen orientieren sich an anerkannten Behandlungsmethoden der kognitiven Verhaltenstherapie und ergänzen die Lernmodule. Die verhaltenstherapeutischen Lernmodule bieten in Kombination mit einem effektiven Übungsprogramm eine angeleitete Möglichkeit für Teilnehmer:innen, zwischen den Lernmodulen effektiv und selbstständig an der Reduktion der Depressionssymptomatik zu arbeiten.

8.3 Online Trainingstagebuch: Aufzeichnung von syndromspezifischen Gesundheitsparametern

Das Online-Tagebuch bietet Teilnehmer:innen die Möglichkeit, die Entwicklung von störungsspezifischen Parametern zu beobachten und strukturiert zu erfassen. Teilnehmer:innen



KIRINUS

DIGITAL

können ihre Empfindungen, Aktivitäten und Gedanken bewerten und die erfassten Daten in einer Auswertung einsehen.

Nutzer:innen können die Stimmung zu einem individuell gewählten Zeitpunkt des Tages einschätzen. Teilnehmer:innen werden angeleitet, sich ausführlich mit der Ursache der aktuellen Stimmung zu beschäftigen, weshalb die individuellen Gefühle hervorgehoben werden sollen. Es steht Nutzer:innen jedoch frei, diese Option zu wählen. Ist eine Konfrontation mit den Gefühlen erwünscht, geht es um eine differenzierte Betrachtung der Gefühle, indem die individuelle Intensität eines Gefühls bewertet wird. Dies hilft, die wichtigsten Gefühle zu identifizieren, die Nutzer:innen erleben und welche die Stimmung beeinflussen.

Da Aktivitäten die individuelle Stimmung beeinflussen, werden im Zusammenhang mit der Erhebung der Stimmung innerhalb eines Tagebucheintrags auch die Aktivitäten abgefragt. Durch die Abfrage des Aktivitätsniveaus, der ausgeführten Aktivitäten und des Einflusses der von Teilnehmer:innen ausgewählten Aktivitäten auf das Wohlbefinden wird sichergestellt, dass der Einfluss von förderlichen Aktivitäten auf die Stimmung aufgezeigt wird. Auf diese Weise erarbeiten sich Teilnehmer:innen eigeninitiativ gesundheitsfördernde Aktivitäten, die in den Alltag integriert werden können.

Teilnehmer:innen können zudem das individuelle Ausmaß des Grübelns zu einem gewählten Zeitpunkt des Tages bewerten. Das Grübeln als relevanter Faktor für die Entstehung und Aufrechterhaltung von depressiven Störungen wird somit im Verlauf des Trainings beobachtet und bewertet.

Teilnehmer:innen haben zudem die Möglichkeit einem Tagebucheintrag persönliche Kommentare hinzuzufügen.

Teilnehmer:innen können abgeschlossene Tagebucheinträge und die gegebenen Antworten jederzeit einsehen. Die gesammelten Daten werden zudem in einer Auswertung präsentiert. Der Verlauf der gesammelten Gesundheitsparameter wird in Kategorien dargestellt. Teilnehmer:innen sollen in der Lage sein, den Verlauf der Stimmung über die Zeit beobachten. Außerdem sollen die Gefühle, mit denen sich Nutzer:innen konfrontiert fühlen, mit ihrer Intensität im Zeitverlauf dargestellt werden. Nutzer:innen wird eine Unterscheidung zwischen angenehmen und unangenehmen Gefühlen präsentiert, um auf ein mögliches Ungleichgewicht von Gefühlszuständen aufmerksam zu machen. Durch die Messung der Intensitäten der genannten Gefühle ist es Teilnehmer:innen möglich, eine Verbesserung oder Verschlechterung z.B.



KIRINUS

DIGITAL

des Stresslevels zu erkennen. Durch die Angabe des individuellen Aktivitätsniveaus, der Aktivitäten von Teilnehmer:innen und der Bewertung des Einflusses auf das Wohlbefinden kann ein Überblick über stimmungsaufhellende und stimmungsabsenkende Aktivitäten gegeben werden, um auf ein mögliches Ungleichgewicht von kontraproduktiven zu gesundheitsfördernden Aktivitäten aufmerksam zu machen. Die Integration von identifizierten gesundheitsfördernde Aktivitäten in den Alltag kann Teilnehmer:innen bei der Reduktion der Depressionssymptomatik helfen. Teilnehmer:innen können zudem einsehen, wie sehr Grübelgedanken im Zeitverlauf eine Rolle spielen.

8.4 Überwachung der Depressionssymptomatik: Screening-Fragebögen

VIVELIA Online Training bei Depression bietet Teilnehmer:innen die Möglichkeit, den Verlauf der depressiven Symptomatik zu beobachten. Dazu werden die Symptome in regelmäßigen Abständen mit validierten Fragebögen abgefragt. Anhand der zweiwöchentlichen Auswertung der Depressionssymptome kann der Krankheitsverlauf durch Nutzer:innen bewertet werden. Der Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) wird als validiertes Screening-Instrument für den Schweregrad einer Depression eingesetzt. Das Instrument wird zur Verlaufsdiaagnose und zur Beurteilung der therapeutischen Wirkung des Online-Trainings eingesetzt. Durch den systematischen Einsatz kann eine angemessene Symptomüberwachung gewährleistet werden. Für den Fall eines möglichen Gesundheitsrisikos wird Teilnehmer:innen ein Notfallplan zur Verfügung gestellt. Die ausgewerteten Fragebögen können jederzeit von Teilnehmer:innen eingesehen werden. Die Entwicklung der Depressionssymptome im Zeitverlauf wird visualisiert.

8.5 Nutzer:innen Engagement: Motivationselemente

Um die Veränderungsmotivation von Nutzer:innen zu stärken, verfügt VIVELIA Online Training bei Depression über verschiedene motivierende Elemente. Ein Element ist dabei das ereignisbezogene Erinnern und Benachrichtigen von Teilnehmer:innen im Rahmen eines integrierten und sicheren Chatkanals. Im Verlauf des Trainings werden zu bestimmten Zeitpunkten asynchrone Textnachrichten in Abhängigkeit vom Therapiefortschritt an Teilnehmer:innen gesendet. Dies soll die Verhaltensänderung des Nutzers positiv verstärken und Teilnehmer:innen beim Absolvieren des Online-Trainings unterstützen.



KIRINUS
DIGITAL

9 Art und Dauer der Anwendung

VIVELIA Online Training bei Depression ist über eine Registrierung auf der Website (<https://portal.vivelia.app/register>) zugänglich. Für die Nutzung des Online-Trainings ist ein Freischaltcode erforderlich. Die Nutzungsdauer pro Freischaltcode umfasst 90 Kalendertage nach erstmaliger Registrierung.

Das Online-Training umfasst aufeinander aufbauende Bausteine. Diese können im eigenen Tempo bearbeitet werden. Zur Unterstützung werden Sie in diesem Zeitraum, wenn gewünscht, durch trainingsbegleitende E-Mails dazu angeregt, sich aktiv mit den Lehrinhalten auseinanderzusetzen und die Übungen regelmäßig durchzuführen. Bei Fragen zur korrekten Anwendung steht Ihnen ein fachlicher Support über eine Chatfunktion zur Verfügung.

10 Hinweise

Eine Änderung vorgegebener Medikationen und/oder Behandlungen sollte nicht ohne Rücksprache mit Ihrer Ärzt:in/Psychotherapeut:in erfolgen. Sie sollten Ihre Ärzt:in oder Psychotherapeut:in kontaktieren, wenn sich ihre Symptome über längere Zeit nicht mindern oder sich diese akut verschlechtern sollten.

Suizidgedanken oder Gedanken, sich selbst Leid zuzufügen, können als Symptom einer psychischen Erkrankung auftreten. Sollte dies bei Ihnen akut der Fall sein, empfehlen wir Ihnen umgehend Ihre Ärzt:in oder Psychotherapeut:in aufzusuchen. VIVELIA Online Training bei Depression kann in diesem Fall keine ausreichende Unterstützung bieten.

11 Anwendungshäufigkeit

VIVELIA Online Training bei Depression sollte mindestens eine halbe Stunde lang zweimal pro Woche über einen Zeitraum von mindestens 90 Kalendertagen oder gemäß ärztlicher / psychotherapeutischer Verschreibung angewendet werden. Um langfristige Erfolge zu erzielen, empfehlen wir die tägliche Nutzung des Online-Tagebuchs und die regelmäßige Beantwortung von zu absolvierenden Screeningfragebögen im Anwendungszeitraum.



KIRINUS

DIGITAL

12 Mindestalter

Das Mindestalter zur Nutzung von VIVELIA Online Training bei Depression beträgt 18 Jahre.

13 Nebenwirkungen

Es kann vorkommen, dass nicht jede Patient:in nutzen aus dem VIVELIA Online-Training ziehen kann. Dies kann möglicherweise ein Gefühl der Enttäuschung auslösen.

Die Auseinandersetzung mit aufwühlenden Themen kann zuweilen belastend sein. Wenn Sie die Belastung im Rahmen der Programmnutzung als zu groß empfinden, sollten Sie eine Pause machen, die Programmnutzung einige Zeit aussetzen und mit Ihrer Ärzt:in/Psychotherapeut:in darüber sprechen.

Nicht jede Übung ist für jede Nutzer:in gleichermaßen geeignet. Sollte eine Übung Schwierigkeiten bereiten oder Sie beeinträchtigen, führen Sie diese Übung nicht weiter aus. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Ihre Ärzt:in/Psychotherapeut:in.

14 Wechselwirkungen

Bislang sind keine Wechselwirkungen bekannt.

15 Angabe für Notfälle

Bei Suizidgedanken, akuten Krisen oder Notfällen wenden Sie sich bitte umgehend an ihre Ärzt:in/ Psychotherapeut:in oder wählen die für ihr Land geltenden Notfallnummern.

Deutschland:

- Notruf/ Rettungsdienst: 112
- Polizei: 110
- Suizid/ Seelsorge: 0800 111 0 111, 0800 111 0 222

Österreich:



KIRINUS

DIGITAL

- Notruf/ Rettungsdienst: 144
- Polizei: 133
- Suizid/ Seelsorge: 142

Schweiz:

- Notruf allgemein: 112
- Notruf Rettungsdienst: 144
- Polizei: 117
- Suizid/ Seelsorge: 143

Falls Sie unter den angegebenen Telefonnummern niemanden erreichen oder keine Hilfe erfahren, prüfen Sie bitte, ob sich die Telefonnummern geändert haben könnten.

Weitere Informationen zu landesspezifischen Notfallnummern und -adressen finden Sie unter <http://adducation.info> und <http://suicide.org>.

16 Meldung von Nebenwirkungen

Sollten im Zusammenhang mit der Nutzung von VIVELIA Online Training bei Depression Nebenwirkungen auftreten, teilen Sie diese bitte unverzüglich Ihrer Ärzt:in/ Psychotherapeut:in mit oder wenden Sie sich direkt per E-Mail an support@vivelia.app.

17 Meldung von Vorkommnissen

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie niedergelassen sind, zu melden.

Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Homepage von VIVELIA.

18 Hersteller

KIRINUS Digital GmbH
Nymphenburger Str. 148



KIRINUS

DIGITAL

80634 München

Deutschland

www.vivelia.de

19 Stand der Software

Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die Software-Version 2.x.x. Die jeweils aktuelle Software-Version entnehmen Sie bitte dem Label des Medizinprodukts innerhalb der Profileinstellungen Ihres Accounts.

20 Weitere Informationen

Der kostenlose postalische Versand der Gebrauchsanweisung kann von Nutzer:innen zu jeder Zeit in Anspruch genommen werden. Hierfür wenden Sie sich bitte via Mail an das VIVELIA-Team.

Bei technischen Fragen und sicherheitsrelevanten Anliegen erreichen Sie uns unter support@vivelia.app. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der VIVELIA Homepage.

21 Symbole zur Kennzeichnung des Medizinproduktes

Referenznummer des Symbols und Symbolgrafik	Titel des Symbols	Beschreibung des Symbols
 ISO 7000-1641 2004-01-15	Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung oder konsultieren Sie die elektronische Gebrauchsanweisung	Weist darauf hin, dass Benutzer:innen die Gebrauchsanweisung lesen müssen.



KIRINUS

DIGITAL

 SO 7000-0434A 2004-01-15	Vorsicht	Weist darauf hin, dass beim Betrieb der Anwendung Vorsicht geboten ist.
 ISO 7000-3082 2011-10-02	Hersteller	Zeigt den Hersteller des Medizinprodukts nach den EU-Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG, 98/97/EG
	CE Kennzeichnung	Durch Anbringen der CE-Kennzeichnung an einem Produkt erklärt der Hersteller, dass das Produkt alle gesetzlichen Anforderungen für die CE-Kennzeichnung erfüllt und im gesamten europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden kann.
	Medizinprodukt	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.

22 Stand der Informationen

2021-10-25